

AROMYL HYDROGEL

GEL HYDROALCOOLIQUE POUR L'ANTISEPTIE DES MAINS



- 🌿 **Décontamination des mains à sec**
- 🌿 **Bactéricide, levuricide, virucide**
- 🌿 **Conforme aux mesures de lutte contre la COVID19 et la pandémie grippale**
- 🌿 **Efficace en conditions de saletés médicales**

APPLICATION

Gel hydroalcoolique sans parfum pour la décontamination des mains à sec, par friction. Il s'utilise sans eau et ne nécessite ni rinçage, ni essuyage.

Il est formulé avec des agents hydratants pour préserver la peau.

Idéal en milieu médical, dans l'industrie, dans les lieux accueillant du public, les bureaux etc... il est conforme :

- aux normes bactéricide et levuricide EN 1500, EN 13727 et EN 13624.
- à la norme virucide EN 14476 et aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé relatives à la lutte contre la propagation des virus Covid-19.
- aux recommandations ministérielles relatives à la lutte contre la pandémie grippale.



MODE D'EMPLOI

- S'utilise pur et s'applique directement sur la peau.
- Prendre une dose (3ml) et répartir le produit sur les mains ; les frictionner doucement pendant au moins 30 secondes et jusqu'à évaporation du produit. Bien traiter également les espaces interdigitaux, les ongles et leur pourtour.
- Renouveler une fois l'opération.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Gel limpide

Couleur : Incolore

Densité à 20°C : 0,870 (± 0,010)

pH pur : 6 (± 0,5)

Taux de COV : 71%

Composition : Alcool, agent protecteur de l'épiderme, désinfectant.

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE

Bactéricide selon la norme EN 1500 (pur en 2x3mlx30sec) et la norme médicale EN 13727 (pur en 30 sec) à 20°C.

Levuricide selon la norme médicale EN 13624 (pur, en 30 secondes à 20°C).

Virucide selon la norme EN 14476, pur à 20°C en 2 minutes sur tous les virus enveloppés* et non enveloppés (spectre total) et en 30 secondes sur Adénovirus et Murine norovirus (tous les virus enveloppés* et certains virus non enveloppés – spectre limité).

Contient 700 g/kg d'alcool éthylique (CAS N°64-17-5), 10 g/kg d'alcool isopropylique (CAS N°67-63-0) et 0,5 g/kg de 2-phénoxyéthanol (CAS N°122-99-6). Type de préparation : solution pour application locale. Utilisation : TP1.

*le Coronavirus est un virus enveloppé.

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réservé à l'usage professionnel.

Craint le gel.

RÉFÉRENCES & LOGISTIQUE

Conditionnements	Références	EAN produit	EAN carton	EAN palette
12 flacons-pompe de 300ml	355060/12x300-B	3596780157340	83596780157346	13596780157347
12 flacons-pompe de 500ml	355060/12x500	3596780001711	83596780001717	13596780001718
4 bidons de 4 X5L	355060/5	3596780107352	83596780107358	13596780107359

Unité de conditionnement (U.C) :	Bidon de 5L	Flacon-pompe 300ml	Flacon-pompe 500ml
Nbre U.C/carton :	4	12	12
Nbre cartons/couche :	8	14	10
Nbre couches/palette :	4	10	7
Nbre cartons/palette :	32	140	70
Nbre U.C/palette :	128	1680	840



MAJ juin 2026